

# DALI®

La prima terapia con sangue intero in caso di ipercolesterolemia

## Terapia

DALI® strumento di aferesi con sangue intero per l'adsorbimento del colesterolo LDL e Lp(a) in pazienti affetti da grave ipercolesterolemia o dislipoproteinemia mista

## Macchina


Art o Art Universal

## Anticoagulazione

- Somministrazione automatica di soluzione anticoagulante di citrato (ACD-A)

### Materiale di consumo

Il kit DALI®	contiene:
	Adsorbente DALI® (500, 750, 1000, 1250)
	Soluzione di citrato (ACD-A)
	Soluzione NaCl
	Linee
	Sacca raccolta scarico



Fresenius Medical Care

Deutschland: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H. - Telefon: +49 (0) 6172-609-0 Fax: +49 (0) 6172-609-2191  
Firmensitz: Else-Kröner-Straße 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.

Italia: Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - Via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (CR) - Telefono: +39 0373-9741 Fax: +39 0373-974201

www.fmc-ag.com