

MONET®

Filtrazione delle Lipoproteine/Frazionamento del Plasma

Forma Terapeutica

MONET®, strumento di filtrazione delle lipoproteine per la riduzione di proteine plasmatiche macromolecolari, reologicamente rilevanti come colesterolo LDL, Lp(a) e fibrinogeno

Macchina



Art Universal

Anticoagulazione

- Somministrazione automatica di soluzione anticoagulante di Citrato (ACD-A)
- Somministrazione automatica di soluzione anticoagulante di Eparina
- Combinazione di entrambi i processi anticoagulanti
- Somministrazione manuale di soluzione anticoagulante di Eparina

Materiale di consumo

| MONET® II Kit | contiene: |
|---------------|------------------------------|
| | Filtro per Plasma P2 dry |
| | Filtro MONET® |
| | Soluzione di Citrato (ACD-A) |
| | Soluzione NaCl |
| | Linee |
| | Sacca raccolta scarico |



Fresenius Medical Care

Deutschland: •Fresenius•Medical•Care•Deutschland•GmbH••61346•Bad•Homburg•v. •d. •H. ••Telefon:•+49•(0)6172-609-0••Fax:•+49•(0)6172-609-2191•

Firmensitz:•Else-Kröner-Straße•1••61352•Bad•Homburg•v. •d. •H.

Italia:•Fresenius•Medical•Care•Italia S.p.A. •Via Crema, 8 •26020 Palazzo Pignano (CR) •Telefono:•+39-0373-9741••Fax:•+39-0373-974201•

www.fmc-ag.com